


TAS-01 Type

るつぼ型電気炉式オートクレーブ

電気炉加熱方式でも卓上での高温高圧実験ができるコンパクトさです。

■特徴

- 1.加熱装置も含めコンパクトながら、高温高圧実験が可能
- 2.実験内容に応じて最適なシステムを設計
- 3.加熱方式は100mlから1000mlまでの容量に対応
- 4.使用する試料に応じて、ハステロイなどの特殊材質での設計、製作が可能



電気炉と架台を一体化し、コンパクトで操作性と機能性を追求した簡易型オートクレーブです。小容量でも反応装置としての仕様は十分備え、今日の高度化細分化された研究実験に最適な装置です。また容器本体は特殊材質による製作も可能です。

■仕様

材質：	SUS-316
容積：	100mL～1000mL
最高使用圧力：	5MPa～30MPa
最高使用温度：	300℃

■付属品

圧力計
安全弁（ラプチャーディスク）
攪拌機（VPモーター）
ニードルバルブ

■オプション

上フタ用保温カバー（高温仕様時）