

TEM-D Type

金属製反応装置

TEM-V型シリーズと同様、手軽にご使用いただける金属製加圧反応装置です。

特徴

- 1.コンパクトながら反応実験に必要なシステムを標準で装備
- 2.「VPモーター」により回転露出部、ベルト等が無く安全に作業が可能。またフタ板の取り外し、セッティングが容易。
- 3.100mlから1500mlまで6種類の容量を規格品として準備し、実験に最適な機種を選択可能。
- 4.当社の他の耐圧部品と組み合わせることにより、拡張が可能。



モーター一体型攪拌機「VPモーター」をセットし、安全性と操作性をアップしてより扱いやすくなりました。加熱器としてマントルヒーターを標準で装備し、ポータブルコントローラーにより攪拌回転数、実験温度が簡単に設定、コントロールできます。

仕様

最高使用圧力：	2MPa
最高使用温度：	200
容器材質：	SUS316
容量：	100ml、200ml、 300ml、500ml、 1000ml、1500ml（特別仕様として3000ml）
加熱器：	マントルヒーター

オプション

バンドヒーター

内容物の比熱、容量によってはマントルヒーターでは200℃まで昇温しない場合があります。実験内容を検討の上、あらかじめバンドヒーターをお選びください。