

TPR-2,3 Type (TVS-1)

ポータブルリアクター

コンパクト、最小限構成の小型反応装置です。

■特徴

- 1.実験の内容に応じて構成の選択が可能
- 2.小型反応装置としてのシステム構成は5mlから可能
- 3.ポータブルコントローラーとバンドヒーターの組み合わせで加熱制御が可能
- 4.当社の耐圧部品との組み合わせにより、さらに拡張が可能



TVS-1型ステンレス反応管をベースに必要最小限の付属品を取り付けることにより、コンパクトで使い易く高温高圧下での各種評価試験容器、合成反応容器等として使用できます。また試料の採取・貯蔵・前処理等の加圧可能な汎用性のある試験管としても利用できます。



■仕様

材質：	SUS-316
容積：	5mL～500mL
最高使用圧力：	10MPa
最高使用温度：	200℃
構成部品：	温度計保護管 十字ジョイント NBSバルブ 圧力計・安全弁他

※型式により構成部品は変わります。

■オプション

ポータブルコントローラー
バンドヒーター