

TVS-1 Type

ポータブルリアクター

加圧が可能な試験管の感覚で、手軽にご利用いただけます。

■特徴

- ・ 5mlから500mlまで10種類の容量バリエーションを取りそろえ、目的に最適な機種を選択が可能
- ・ テフロンパッキングのねじ込みフタ式シール方法により、手軽にシールが可能
- ・ 当社耐圧部品との組み合わせにより拡張が容易
- ・ 採取、保管容器として取り扱い、持ち運びが容易
- ・ 上フタが取り外せるため気体、液体試料だけではなく固体試料の導入が可能



本機種は低圧から高圧まで加圧下における合成反応、評価試験、冷媒・冷凍機油試験、水熱合成等の基礎・応用研究に幅広く使用できます。また多様な容積を取り揃えており、試料の採取や貯蔵だけではなくオプション部品によってオートクレーブとして活用可能です。

■仕様

材質：	SUS-316
容積：	5mL～500mL
最高使用圧力：	10MPa
最高使用温度：	200℃
本体シール部：	テフロンパッキング
シール機構：	上フタネジ込み方式

■オプション

テフロン内筒
ガラス内筒

■付属品

十字バルブ
メスメクラジョイント