


■TPR1型～3型 (TVS-1型仕様)



■TPR1型

●構成部品

- ①TVS-1型 100mL～500mL
- ②モーター一体型攪拌機VP-1C (羽根I型)
- ③分岐ジョイント
- ④NBSバルブ
- ⑤T字型ジョイント
- ⑥安全弁 (ラプチャー方式)
- ⑦温度計保護管 (上フタ溶接)
- ⑧圧力計
- ⑨圧力計接続ノズル
- ⑩バンドヒーター
- ⑪簡易架台 (300mL、500mLの場合は簡易四脚架台になります。)



■TPR2型

●構成部品

- ①TVS-1型 5mL～500mL
- ②十字型ジョイント
- ③NBSバルブ
- ④安全弁 (ラプチャー方式)
- ⑤圧力計
- ⑥圧力計接続ノズル



■TPR3型

●構成部品

- ①TVS-1型 5mL～500mL
- ②十字型ジョイント
- ③温度計保護管
- ④袋ナット
- ⑤NBSバルブ
- ⑥圧力計
- ⑦圧力計接続ノズル

*温度センサーは別売となります