


■TPR1型～3型（TVS-1型仕様）



■TPR1型

●構成部品

- ①TVS-1型 100mL～500mL
- ②モーター一体型攪拌機VP-1C（羽根I型）
- ③分岐ジョイント
- ④NBSバルブ
- ⑤T字型ジョイント
- ⑥安全弁（ラプチャー方式）
- ⑦温度計保護管（上フタ溶接）
- ⑧圧力計
- ⑨圧力計接続ノズル
- ⑩バンドヒーター
- ⑪簡易架台（300mL、500mLの場合は簡易四脚架台になります。）

■TPR2型

●構成部品

- ①TVS-1型 5mL～500mL
- ②十字型ジョイント
- ③NBSバルブ
- ④安全弁（ラプチャー方式）
- ⑤圧力計
- ⑥圧力計接続ノズル



■TPR3型

●構成部品

- ①TVS-1型 5mL～500mL
- ②十字型ジョイント
- ③温度計保護管
- ④袋ナット
- ⑤NBSバルブ
- ⑥圧力計
- ⑦圧力計接続ノズル



*温度センサーは別売となります