

## ■TPR2型～6型（TVS-N2型仕様）



## ■TPR2型

## ●構成部品

- ①TVS-N2型 10mL～500mL
- ②十字型ジョイント  
（スウェージロック方式）
- ③安全弁（ラプチャー方式）
- ④ラプチャー用ジョイント
- ⑤高温高压型バルブ
- ⑥圧力計
- ⑦圧力計接続ノズル



## ■TPR3型

## ●構成部品

- ①TVS-N2型 10mL～500mL
- ②十字型ジョイント  
（スウェージロック方式）
- ③温度センサー直結方式
- ④高温高压型バルブ
- ⑤圧力計
- ⑥圧力計接続ノズル

\*温度センサーは別売となります



## ■TPR4型

## ●構成部品

- ①TVS-N2型 100mL～500mL
- ②温度計保護管（上フタ溶接）
- ③十字型ジョイント  
（スウェージロック方式）
- ④安全弁（ラプチャー方式）
- ⑤ラプチャー用ジョイント
- ⑥高温高压型バルブ
- ⑦圧力計
- ⑧圧力計接続ノズル

\*温度センサーは別売となります



### TPR5型

#### ●構成部品

- ①TVS-N2型 10mL～500mL
- ②十字型ジョイント  
(スウェージロック方式)
- ③サンプリング管1/8"
- ④高温高压型バルブ
- ⑤圧力計
- ⑥圧力計接続ノズル



### TPR6型

#### ●構成部品

- ①TVS-N2型 120mL～500mL
- ②温度計保護管 (上フタ溶接)
- ③十字型ジョイント  
(スウェージロック方式)
- ④サンプリング管1/8"
- ⑤T字型ジョイント
- ⑥安全弁 (ラプチャー方式)
- ⑦ラプチャー用ジョイント
- ⑧高温高压型バルブ
- ⑨圧力計
- ⑩圧力計接続ノズル

\*温度センサーは別売となります

### ■コントローラー

TPR-1型用の温度コントローラーです。モーター一体型攪拌機VPモーターの回転調節計と温度コントローラーをコンパクトなケースに収めました。



#### ●仕様

品番	PC-PR
表示	デジタル、アナログ (電圧計)
制御方式	PID方式、オートチューニング付
指示精度	±0.3%+1digit
温度範囲	0～399℃
電源	AC100V 15A
センサー	K (CA) 熱電対
附属計器	モーター回転計、電圧計
外寸法	350W×290D×200H
重量	8kg