


■応用例 TPR1 ~ 3 (TVS-1 型)

TVS-1 型標準タイプに圧力計、安全弁、温度計などを組み合わせた製品です。



● TPR1

| 構成部品 | 数量 |
|-----------------------------------------|----|
| TVS-1-150 / 200 / 300 / 500 | 1 |
| VP モーター | 1 |
| 攪拌機用分岐ジョイント | 1 |
| バルブ | 2 |
| T字型ジョイント | 1 |
| 安全弁 (ラプチャー方式) | 1 |
| 温度計保護管 (上フタ溶接) | 1 |
| 圧力計 | 1 |
| 圧力計接続ノズル | 1 |
| バンドヒーター | 1 |
| コントローラー | 1 |
| 簡易四脚架台 (TVS-1-150, 200 の場合は簡易台形架台になります) | 1 |



● TPR2

| 構成部品 | 数量 |
|---------------|----|
| TVS-1 型標準タイプ | 1 |
| 十字型分岐ジョイント | 1 |
| バルブ | 1 |
| 安全弁 (ラプチャー方式) | 1 |
| 圧力計 | 1 |
| 圧力計接続ノズル | 1 |



● TPR3

| 構成部品 | 数量 |
|--------------|----|
| TVS-1 型標準タイプ | 1 |
| 十字型ジョイント | 1 |
| 温度計保護管 | 1 |
| 温度計保護管用袋ナット | 1 |
| バルブ | 1 |
| 圧力計 | 1 |
| 圧力計接続ノズル | 1 |

※温度センサーは別売りです。