


## ■寸法図、部品構成（受注生産品 TAF-R 型）



品番	L [mm]	φ D1 [mm]	φ D2 [mm]	実容積 [mL]	総重量 [kg]
* TAF-R1500	184	100	128	1390	約 60

\* 印は、小型圧力容器検定が必要となる製品です。詳細は弊社までお問合せください。

番号	名称	材質	数量	備考
①	攪拌アダプター	SUS316	1	
②	フランジ用ジョイント	SUS316	4	
③	Oリング	バイトン	1	
④	連結口内筒	PTFE	4	
⑤	内容器	PTFE	1	
⑥	容器本体	SUS316	1	
⑦	締付ボルト	SUS304	8	
⑧	上フタ	SUS316	1	
⑨	上フタカバー	PTFE	1	
⑩	攪拌口内筒	PTFE	1	
⑪	攪拌シャフト	ガラス入 PTFE	1	
⑫	温度計保護管	SUS316	1	PFA 被覆

番号	名称	材質	数量	備考
⑬	サンプリング管	ホウケイ酸 ガラス	1	内径：φ 3.6
⑭	底板	SUS316	1	
⑮	攪拌翼	PTFE	1	
⑯	L型ノズル	SUS316	2	
⑰	圧力計安全弁 共用ノズル	SUS316	1	
⑱	バルブ	SUS316	2	NBS-01
⑲	安全弁	SUS316	1	バネ式 8MPa 設定
⑳	圧力計	SUS316	1	φ 75 15MPa
㉑	攪拌機	SUS316	1	VP モーター
㉒	架台	SS400	1	焼付塗装
㉓	バンドヒーター	-	1	
㉔	コントローラー	-	1	作図略 P.74

\* Oリングは、材質を変更することが可能です。

詳細は弊社までお問合せください。