

■応用例 TPR1 ~ 6 (TVS-N2 型)

TVS-N2 型標準タイプに、圧力計、安全弁、温度計などを組み合わせた製品です。



● TPR1

構成部品	数量
TVS-N2-100 / 120 / 200 / 300 / 500	1
VP モーター	1
攪拌機用分岐ジョイント	1
バルブ	2
安全弁 (ラプチャー方式)	1
温度計保護管 (上フタ溶接)	1
圧力計	1
バンドヒーター	1
コントローラー	1
架台 (昇降機構付)	1


● TPR2


構成部品	数量
TVS-N2 型標準タイプ	1
十字型ジョイント	1
安全弁 (ラプチャー方式)	1
ラプチャー用ジョイント	1
バルブ	1
圧力計	1
圧力計接続ノズル	1

● TPR3

構成部品	数量
TVS-N2 型標準タイプ	1
十字型ジョイント	1
温度センサー (直結方式)	1
バルブ	1
圧力計	1
圧力計接続ノズル	1

※温度センサーは別売りです。





● TPR4


構成部品	数量
TVS-N2-100 / 100P / 120 / 200 / 300 / 500	1
温度計保護管（上フタ溶接）	1
十字型ジョイント	1
安全弁（ラブチャー方式）	1
ラブチャー用ジョイント	1
バルブ	1
圧力計	1
圧力計接続ノズル	1

※温度センサーは別売りです。



● TPR5

構成部品	数量
TVS-N2 型標準タイプ	1
十字型ジョイント	1
サンプリング管（内径：φ1.7mm） ※上部バルブに直結	1
バルブ	2
圧力計	1
圧力計接続ノズル	1



● TPR6

構成部品	数量
TVS-N2-120 / 200 / 300 / 500	1
温度計保護管（上フタ溶接）	1
十字型ジョイント	1
サンプリング管（内径：φ1.7mm） ※上部バルブに直結	1
T字型ジョイント	1
安全弁（ラブチャー方式）	1
ラブチャー用ジョイント	1
バルブ	2
圧力計	1
圧力計接続ノズル	1

※温度センサーは別売りです。